

pH neutro de entre 6 y 8  
y  
El único limpiador de líneas de aspiradoras recomendado para el separador de amalgama NXT Hg5

# Instrucciones de uso

## Solmetex recomienda limpiar diariamente las líneas de aspiradoras

1. Invierta la botella de PowerScrub para llenar el reservorio medidor de la parte superior del recipiente.
2. Incline el recipiente en dirección opuesta para retirar el exceso y obtener el volumen deseado de líquido concentrado y viértalo en el dispensador ayudante de PowerScrub siguiendo estas instrucciones:

**Para 1 consultorio:**

Medir 1 onza líquida de líquido concentrado y mezclar con 32 oz (1000 ml) de agua.

**Para 2 consultorios:**

Medir 2 onza líquida de líquido concentrado y mezclar con 64 oz (2000 ml) de agua.

3. Conectar el extractor de alto volumen y el extractor de bajo volumen lateral de la silla a las boquillas del dispensador ayudante y aspirar 32 oz (1000 ml) de solución limpiadora disuelta por cada consultorio. Cualquier resto de líquido limpiador del dispensador se puede verter por la escupidera.

**Nuevos usuarios:** Usar la mitad de la cantidad de líquido concentrado o 0.5 fl oz mezclado con 32 oz (1000 ml) de agua por consultorio para las primeras 2 limpiezas para eliminar gradualmente los residuos acumulados en las líneas de aspiradoras. Para limpiezas posteriores, usar las instrucciones para la mezcla de “máxima potencia” de arriba.

**ADVERTENCIA:** Mantener fuera del alcance de los niños. Su consumo es perjudicial para la salud. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la vestimenta. Usar gafas de protección, guantes y vestimenta protectora.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente con agua abundante por al menos 15 minutos. En caso de ingerir el líquido, llamar a un médico o a control toxicológico de inmediato. Consulte la hoja de información de seguridad para ver todos los detalles.

Seguro para el medio ambiente y los sistemas sépticos. No inflamable. Proteja el producto del congelamiento.

Use PowerScrub™  
con su NXT Hg5  
y extenderemos  
su garantía  
a 5 años!

## MEJOR LIMPIEZA • MEJOR FLUJO • MEJOR ATENCIÓN

- Tecnología Smart Foam: acción limpiadora continua
- Fórmula microbiana que optimiza la capacidad del recipiente recolector
- Limpia los residuos de la línea de la aspiradora al contacto
- Es seguro para el médico clínico, el paciente y el ambiente: no contiene químicos agresivos
- Libera enzimas limpiadoras microbianas en agua a cualquier temperatura
- Cumple con todos los requisitos de la “norma odontológica” de EPA: pH neutro de entre 6 y 8
- Compatible con aspiradoras de anillo seco y húmedo
- Compatible con todos los separadores de amalgamas
- Convierte el mercurio dañino en mercurio orgánico con Mereduce