

pH neutro entre 6 y 8  
y  
El único limpiador de líneas de aspiración recomendado para el separador de amalgama NXT Hg5

# Instrucciones de uso

Solmetex recomienda la limpieza diaria de las líneas de aspiración

1. Invierta la botella de PowerScrub para llenar el depósito de medición de la parte superior del contenedor.
2. Incline el recipiente en la dirección opuesta para eliminar el exceso y lograr el volumen de concentrado que desee y vierta en el dispensador PowerScrub Sidekick siguiendo las instrucciones que se indican a continuación:

**Para 1 quirófano:**

Mida 29,5 ml de concentrado y mezcle con 1000 ml de agua.

**Para 2 quirófanos:**

Mida 60 ml de concentrado y mezcle con 2000 ml de agua.

3. Conecte los evacuadores de volumen alto y bajo que hay junto al sillón a las boquillas del dispensador Sidekick y aspire 1000 ml de solución de limpieza mezclada para cada quirófano. La solución de limpieza que quede en el dispensador se puede verter en la escupidera.

**Primeros usos:** Use la mitad de la cantidad de concentrado o 15 ml mezclado con 1000 ml de agua por quirófano en las 2 primeras limpiezas para eliminar gradualmente los residuos acumulados en las líneas de aspiración. En las limpiezas posteriores, siga las instrucciones anteriores para una mezcla normal.

**ADVERTENCIA:** Mantener fuera del alcance de los niños. Nocivo en caso de ingestión. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use protección ocular, guantes y ropa protectora.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto, enjuague inmediatamente los ojos o la piel con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la solución se ingiere, llame de inmediato a un médico o con el servicio de toxicología. Consulte la ficha de datos de seguridad para ver toda la información sobre seguridad.

Seguro para el medio ambiente y los sistemas sépticos. No inflamable. Evitar su congelación.

## MEJOR LIMPIEZA • MEJOR FLUJO • ODONTOLOGÍA SUPERIOR

- Tecnología de espuma inteligente: acción de limpieza continua
- La formulación microbiana aumenta la capacidad de recogida del contenedor
- Limpia la suciedad de la línea de aspiración con el simple contacto
- Seguro para el médico, el paciente y el medioambiente: sin productos químicos agresivos
- Libera enzimas de limpieza microbianas con agua a cualquier temperatura
- Cumple con todos los requisitos de la «norma odontológica» de la EPA: pH neutro entre 6 y 8
- Compatible con aspiradores de anillo seco y húmedo
- Compatible con todos los separadores de amalgama
- Convierte el nocivo mercurio en mercurio orgánico con Mereduce

¡Utilice  
PowerScrub™  
con su NXT Hg5  
y ampliaremos la  
garantía a 5 años!