

## Der NXT Hg5-Amalgamabscheider

Der meist verkaufte und langlebigste  
Amalgamabscheider für Zahnarztpraxen

### Vertrauen Sie dem Marktführer


Seit mehr als 25 Jahren ist Solmetex mit seinem preisgekrönten NXT Hg5-Amalgamabscheider zur einfachen und kostengünstigen Entsorgung von Amalgamabfällen in Zahnarztpraxen führend in der Amalgamabscheidungsbranche.

Als Komplettlösungsanbieter übernimmt Solmetex nicht nur die Entsorgung der gesamten Amalgamabfälle, sondern erfüllt auch alle gesetzlichen Bestimmungen. Darüber hinaus bietet die NXT Hg5-Amalgamabscheiderreihe einen Wertzuwachs für die apparative Ausstattung des Behandlungsraums, indem sie die Lebensdauer der Absauganlage verlängert und praktisch wartungsfrei ist.

### Lösungen

*Der NXT Hg5 ist die Komplettlösung:*

- In 3 Größen erhältlich je nach Praxisbedarf  
(Mini 1-4 Stühle; Standard 1-10 Stühle;  
High Volume 11-20 Stühle)
- Kombinierbar mit Nass- oder Trockenabsauganlagen
- Umweltfreundliche Verpackung
- ISO 11143:2008-zertifiziert durch NSF International



#### Anpassungsfähigkeit

- Vielseitig, für Wand- oder Bodenmontage
- Kombinierbar mit Nass- oder Trockenabsauganlagen
- Links- oder rechtsseitiger Einbau

#### Kundendienst

- Komplettkundendienst durch unsere Kundenbetreuung

#### Benutzerfreundlichkeit

- Transparentes Gerät, leicht zu überprüfen
- Behälterwechsel in zwei Minuten
- Kein Werkzeug erforderlich

## Bestellangaben:

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten zur Bestellung Ihres Solmetex NXT Hg5-Systems: telefonisch bei Solmetex unter 877-207-1551, online über die Webseite [www.solmetex.com](http://www.solmetex.com) oder bei Ihrem örtlichen Fachhändler für Dentalprodukte. Wenn Sie keinen Fachhändler kennen, klicken Sie auf [www.solmetex.com](http://www.solmetex.com) auf „Händlersuche“, um sich entsprechende Anbieter in Ihrer Nähe anzeigen zu lassen.

### Die NXT Hg5-Amalgamabscheiderreihe



**NXT Hg5 Mini-Amalgamabscheider**

Art.Nr. **NXT-HG5-MINI-I**

Technische Daten:

- 63,5 x 28 x 20,3 cm HBT
- ¾" Zoll-Ein- und Auslassleitung
- Fernco®-Kupplungen
- Boden-/Wandhalterung
- Für 1–4 Behandlungsstühle
- Nachbestellnr. für Behälter **NXT-HG5-002CRI**



**NXT Hg5-Amalgamabscheider**

Art.Nr. **NXT-HG5-001I**

Technische Daten:

- 76,2 x 28 x 20,3 cm HBT
- 1½" Zoll-Ein- und Auslassleitung
- Fernco®-Kupplungen
- Boden-/Wandhalterung
- Für 1–10 Behandlungsstühle
- Nachbestellnr. für Behälter **NXT-HG5-002CRI**



**NXT Hg5 High Volume-Amalgamabscheider**

Art.Nr. **NXT-HV-001I**

Technische Daten:

- 75,6 x 44,8 x 57,15 cm HBT
- 3" Zoll-Ein- und Auslassleitung
- Wandhalterung
- Für 11–20 Behandlungsstühle
- Nachbestellnr. für Behälter **NXT-HG5-002CRI**

### Hg5-Sammelbehälterreihe



**NXT Hg5 Sammelbehälter**

Art.Nr. **NXT-HG5-002I**



**Hg5 – [Restbestände] Sammelbehälter**

Art.Nr. **HG5-002I**



**RAMVAC Sammelbehälter für Sterilgut**

Art.Nr. **HG5CAN-002RVC**

Solmetex - Der eindeutige Marktführer bei der Amalgamabscheidung. Der NXT Hg5-Amalgamabscheider ist das Maß der Dinge in der Branche und hat mehr Auszeichnungen gewonnen als der gesamte Wettbewerb zusammen.

