

Informazioni sugli ordini

Sono disponibili diverse modalità per ordinare il sistema Solmetex NXT Hg5, chiamando Solmetex 877-207-1551, visitando il sito www.solmetex.com per effettuare un ordine online o rivolgendosi al rivenditore locale di prodotti dentali. Se non è disponibile un rivenditore, visitare il sito solmetex.com e fare clic su “individua rivenditore” per trovare un rivenditore di prodotti dentali in zona.

Serie di Separatori di Amalgama NXT Hg5



Mini Separatore di Amalgama NXT Hg5

Articolo **NXT-HG5-MINI-I**

Specifiche:

- 63,5 cm h x 28 cm l x 20,3 cm p
- Tubazioni di ingresso e uscita da 19 mm
- Giunti Fernco®
- Staffa per montaggio a pavimento/parete
- Servizi 1-4 sedie
- Riordino del contenitore n. **NXT-HG5-002CRI**



Separatore di Amalgama NXT Hg5

Articolo # **NXT-HG5-001I**

Specifiche:

- 76,2 cm h x 28 cm l x 20,3 cm p
- Tubazioni di ingresso e uscita da 38,1 mm
- Giunti Fernco®
- Staffa per montaggio a pavimento/parete
- Servizi 1-10 sedie
- Riordino del contenitore n. **NXT-HG5-002CRI**



Separatori di Amalgama ad alto volume NXT Hg5

Articolo # **NXT-HV-001I**

Specifiche:

- 75,6 cm h x 44,8 cm l x 57,15 cm p
- Tubazioni di ingresso e uscita da 76,2 mm
- Staffa per montaggio a parete
- Servizi 11-20 sedie
- Riordino del contenitore n. **NXT-HG5-002CRI**

Serie Hg5 di contenitori di raccolta



Contenitore di raccolta NXT Hg5

Articolo # **NXT-HG5-002I**



Contenitore di raccolta Hg5 [Legacy]

Articolo # **HG5-002I**



Contenitore di raccolta RAMVAC Utility

Articolo # **HG5CAN-002RVC**

Solmetex -- Chiaramente i leader nella separazione dell'amalgama. Il separatore di amalgama NXT Hg5 rappresenta lo standard del settore e ha vinto più premi di tutta la concorrenza messa insieme.



Separatore di Amalgama NXT Hg5

Il separatore di amalgama più venduto
e più duraturo dell'odontoiatria

Fidati dei leader

Per oltre 25 anni, Solmetex è stata leader del settore della separazione dell'amalgama con il suo pluripremiato separatore di amalgama NXT Hg5 in grado di rimuovere in modo semplice ed economico gli avanzi di amalgama dagli studi dentistici.

Come "Fornitore di soluzioni totali", Solmetex non si occupa solo di tutti gli avanzi di amalgama, ma soddisfa anche tutti i requisiti normativi. Inoltre, la serie di separatori di amalgama NXT Hg5 aggiunge valore alla sala dove si trovano le apparecchiature prolungando la durata del sistema di aspirazione ed non necessita praticamente di manutenzione.

Soluzioni

NXT Hg5 rappresenta una soluzione completa:

- Disponibile in 3 taglie per adattarsi alle tue esigenze (mini 1–4 operazioni; standard 1–10 operazioni; alto volume 11–20 operazioni)
- Funzionale con tutti gli aspiratori e aspiraliquidi
- Imballaggio ecologico
- ISO 11143:2008 certificato da NSF International



Flessibilità

- Versatile, supporto a parete o a pavimento
- Compatibile con aspiratore e aspiraliquidi
- Installabile con orientamento a destra o sinistra

Facilità

- Sistema chiaro, facile da controllare
- Cambio di contenitore in due minuti
- Non sono necessari strumenti

Supporto

- Reparto di assistenza ai clienti completo