

# Información para pedidos

Puede solicitar el sistema NXT Hg5 de Solmetex de varias maneras: llame a Solmetex al 877-207-1551, visite [www.solmetex.com](http://www.solmetex.com) para hacer un pedido en línea o contáctese con su proveedor de productos odontológicos. Si no tiene un proveedor, visite [solmetex.com](http://solmetex.com) y haga clic en el buscador de proveedores para buscar uno cerca de su ubicación.

## Serie de separadores de amalgama NXT Hg5



**NXT Hg5 Miniseparador de amalgama**

Artículo **NXT-HG5-MINI-I**  
 Especificaciones:  
 • 63,5 cm a x 28 cm an x 20,3 cm p  
 • Tubería de entrada y salida de 19 mm  
 • Acoples Fernco®  
 • Soporte de montaje de pared/piso  
 • Admite de 1 a 4 sillas  
 • Nro. de nuevo pedido de recipiente  
**NXT-HG5-002CRI**



**Separador de amalgama NXT Hg5**

Artículo nro. **NXT-HG5-001I**  
 Especificaciones:  
 • 76,2 cm a x 28 cm an x 20,3 cm p  
 • Tubería de entrada y salida de 38,1 mm  
 • Acoples Fernco®  
 • Soporte de montaje de pared/piso  
 • Admite de 1 a 10 sillas  
 • Nro. de nuevo pedido de recipiente  
**NXT-HG5-002CRI**



**Separador de amalgama de volumen alto NXT Hg5**

Artículo nro. **NXT-HV-001I**  
 Especificaciones:  
 • 75,6 cm a x 44,8 cm an x 57,15 cm p  
 • Tubería de entrada y salida de 76,2 mm  
 • Soporte de montaje de pared  
 • Admite de 11 a 20 sillas  
 • Nro. de nuevo pedido de recipiente  
**NXT-HG5-002CRI**

## Serie de recipientes recolectores Hg5



**Recipiente recolectores NXT Hg5**

Artículo nro. **NXT-HG5-002I**



**Recipiente recolector Hg5 [tradicional]**

Artículo nro. **HG5-002I**



**Recipiente recolector RAMVAC industrial**

Artículo nro. **HG5CAN-002RVC**

Solmetex -- Líder incomparable en separación de amalgama. El separador de amalgama NXT Hg5 es el estándar industrial y ha ganado más premios que toda su competencia combinada.



## Separador de amalgama NXT Hg5

El mejor separador de amalgama odontológico,  
el más duradero y de mayor cantidad de ventas

### Líder de confianza

Hace más de 25 años, Solmetex lidera la industria de separadores de amalgamas con su separador NXT Hg5 galardonado, que retira de manera fácil y asequible los restos de amalgama de los procedimientos odontológicos.

Como “proveedor de soluciones integrales”, Solmetex no solo se encarga de los restos de amalgama, sino que también cumple todos los requisitos regulatorios. Además, la serie NXT Hg5 de separadores de amalgama le da más valor a la sala de equipos ya que extiende la vida útil del sistema de aspiración y su mantenimiento es prácticamente gratuito.

### Soluciones

*El NXT Hg5 ofrece la solución completa:*

- Disponible en 3 tamaños para que se adapte a su consultorio (mini 1-4 op.; estándar 1-10 op.; volumen alto 11-20 op.)
- Funciona con todos los aspiradores húmedos o secos
- Empaque ecológico
- ISO 11143:2008 certificado por NSF International



#### Flexibilidad

- Montaje versátil para pared o piso
- Compatible con aspiradores húmedos o secos
- Se puede instalar con orientación izquierda o derecha

#### Facilidad

- Sistema transparente, fácil de inspeccionar
- Cambio de contenedor en dos minutos
- No se necesitan herramientas

#### Atención

- Departamento de atención al cliente con servicio completo