

Informations pour commander

Pour commander votre système Solmetex NXT Hg5, vous pouvez appeler Solmetex au +1 877 207 1551, visiter le site www.solmetex.com pour passer une commande en ligne ou contacter votre revendeur local de produits dentaires. Si vous n'avez pas de revendeur, visitez le site solmetex.com et cliquez sur « dealer locator » pour trouver un revendeur de produits dentaires près de chez vous.

Gamme de séparateurs d'amalgame NXT Hg5



**Séparateur d'amalgame
NXT Hg5 mini**

N° article **NXT-HG5-MINI-I**
 Spécifications :
 • 63,5 x 28 x 20,3 cm (h x l x p)
 • Tuyauterie d'entrée et de sortie 3/4" (DN20)
 • Coupleurs Fernco®
 • Fixation au sol/mur
 • Capacité 1-4 postes
 • Cmde nouveau conteneur N° **NXT-HG5-002CRI**



**Séparateur d'amalgame
NXT Hg5**

N° article **NXT-HG5-001I**
 Spécifications :
 • 76,2 x 28 x 20,3 cm (h x l x p)
 • Tuyauterie d'entrée et de sortie 1 1/2" (DN40)
 • Coupleurs Fernco®
 • Fixation au sol/mur
 • Capacité 1-10 postes
 • Cmde nouveau conteneur N° **NXT-HG5-002CRI**



**Séparateur d'amalgame
NXT Hg5 volume élevé**

N° article **NXT-HV-001I**
 Spécifications :
 • 75,6 x 44,8 x 57,15 cm (h x l x p)
 • Tuyauterie d'entrée et de sortie 3" (DN80)
 • Fixation au mur
 • Capacité 11-20 postes
 • Cmde nouveau conteneur N° **NXT-HG5-002CRI**

Conteneurs de collecte de la gamme Hg5



**Conteneur de collecte
NXT Hg5**

N° article **NXT-HG5-002I**



**Conteneur de collecte
Hg5 [ancien système]**

N° article **HG5-002I**



**Conteneur de collecte
fonction RAMVAC**

N° article **HG5CAN-002RVC**

Solmetex - Sans doute le leader de la séparation d'amalgame. Le séparateur d'amalgame NXT Hg5 trace la norme du secteur et a remporté plus de prix que tous ses concurrents réunis.



Le séparateur d'amalgame NXT Hg5

Le séparateur d'amalgame le plus vendu
et le plus durable de la dentisterie

Faites confiance au leader

Depuis plus de 25 ans, Solmetex est à la tête du secteur de la séparation des amalgames. Son séparateur d'amalgames NXT Hg5 primé élimine facilement et à moindre coût les déchets d'amalgames des cabinets dentaires.

En tant que « fournisseur de solutions globales », Solmetex s'occupe non seulement du traitement de tous les déchets d'amalgame, mais répond également à toutes les exigences réglementaires. De plus, la gamme NXT Hg5 de séparateurs d'amalgame ajoute de la valeur à vos équipements en prolongeant la durée de vie du système d'aspiration et ne nécessite pratiquement aucune maintenance.

Solutions

Le NXT Hg5 offre une solution complète :

- Disponible en 3 tailles selon votre cabinet (mini 1-4 postes ; standard 1-10 postes ; volume élevé 11-20 postes)
- Fonctionne avec tous les aspirateurs à eau et à sec
- Emballage écologique
- Certifié ISO 11143:2008 par NSF International



Flexibilité

- Polyvalent, fixation murale ou au sol
- Compatible avec les aspirateurs à eau ou à sec
- Peut être installé orienté à gauche ou à droite

Facilité

- Système transparent, facile à inspecter
- Changement de conteneur en 2 minutes
- Aucun outil requis

Assistance

- Assistance complète dédiée à la clientèle