




Avant d'installer votre nouveau séparateur d'amalgame NXT Hg5

Avec un véritable pH de 7, PowerScrub est le seul nettoyant pour conduites d'aspiration recommandé pour le séparateur d'amalgame NXT Hg5.

Avant de perturber vos conduites d'aspiration lors de l'installation de votre nouveau séparateur d'amalgame, il est important que les conduites soient exemptes de débris accumulés. Le fait de couper vos conduites d'aspiration pendant l'installation introduira de l'air dans les conduites, ce qui aura pour effet de déloger les débris accumulés. Cette perturbation peut potentiellement provoquer le remplissage prématuré de votre séparateur d'amalgame.

Pendant un mois avant l'installation de votre NXT Hg5, Solmetex vous recommande de nettoyer soigneusement vos conduites d'aspiration avec le nettoyant pour conduites d'aspiration PowerScrub. Veillez à suivre les instructions destinées aux nouveaux utilisateurs lors des deux premiers nettoyages, puis pour les nettoyages suivants, suivez les instructions. Cette procédure d'un mois devrait permettre de réduire la quantité de débris accumulés qui se trouve actuellement dans vos conduites.

Des conduites d'évacuation propres garantissent que les conduites d'aspiration sont sûres et fonctionnent correctement. Un entretien correct ne demande que peu de temps de la part du personnel dentaire. Lorsque les protocoles de nettoyage appropriés sont respectés et que les nettoyants appropriés sont utilisés, les conduites d'aspiration restent exemptes d'accumulation de débris, le flux d'aspiration est ininterrompu et les patients bénéficient des meilleurs soins possibles.

 Solmetex™ recommande le nettoyant pour conduites d'aspiration PowerScrub et le distributeur Sidekick à utiliser avec tous les séparateurs d'amalgame de la série Hg5.