




Antes de de que instale su nuevo separador de amalgama NXT Hg5

Con un pH real de 7, PowerScrub es el único limpiador de líneas de aspiración recomendado para el separador de amalgama NXT Hg5.

Antes de instalar un nuevo separador de amalgama, es importante eliminar cualquier residuo de las líneas de aspiración, ya que al cortar las líneas de aspiración durante la instalación se introduce aire en estas y los residuos acumulados se sueltan. Este corte puede hacer que su separador de amalgama se llene prematuramente.

Solmetex recomienda que, durante un mes antes de la instalación de su NXT Hg5, limpie a fondo las líneas de aspiración utilizando el limpiador de líneas de aspiración PowerScrub. Asegúrese de seguir las instrucciones para los usuarios noveles para las dos primeras limpiezas y, en lo sucesivo, realice las siguientes limpiezas según las instrucciones. Este procedimiento de un mes debería reducir la cantidad de residuos acumulados que hay actualmente en sus líneas.

Unas líneas de evacuación limpias garantizan que las líneas de aspiración son seguras y funcionan a la perfección. Para un mantenimiento adecuado se necesita muy poco tiempo y los productos de limpieza adecuados, las líneas de aspiración estarán libres de residuos, el flujo de succión no se verá ininterrumpido y los pacientes recibirán la mejor atención posible.

 **Solmetex™** Limpiador de líneas de aspiración
PowerScrub y el dispensador Sidekick para su uso con
todos los separadores de amalgama de la serie Hg5.