



## Avant d'installer votre nouveau séparateur d'amalgame NXT Hg5

Avec un pH véritable de 7, le PowerScrub est le seul nettoyant de tubulures d'aspiration recommandé pour le séparateur d'amalgame NXT Hg5.

Avant de perturber vos tubulures d'aspiration avec l'installation de votre nouveau séparateur d'amalgame, il est important que vos tubulures soient exemptes de débris accumulés. Si vous coupez vos tubulures d'inspiration pendant l'installation, ceci causera une infiltration d'air dans les tubulures causant les débris accumulés de s'échapper. Cette perturbation peut potentiellement causer le remplissage prématuré de votre séparateur d'amalgame.

Un mois avant l'installation de votre NXT Hg5, Solmetex recommande de nettoyer soigneusement vos tubulures d'aspiration avec le nettoyant de tubulures d'aspiration PowerScrub. Veuillez vous assurer de bien suivre les instructions pour les deux premiers nettoyages et ensuite pour les nettoyages suivants comme indiqué. Le fait de suivre cette procédure pour un mois devrait aider à réduire l'accumulation des débris qui sont actuellement dans vos tubulures.

Des tubulures d'évacuation propres assurent un fonctionnement sûr et optimal. Un entretien approprié ne nécessite que très peu de temps. L'utilisation des bons produits de nettoyage empêchera l'accumulation des débris dans les tubulures d'aspiration et assurera un débit d'aspiration continu. Les patients recevront ainsi les meilleurs soins possible.

 **Solmetex™** recommande le nettoyant de tubulures d'aspiration PowerScrub et le distributeur et le distributeur Sidekick pour une utilisation avec toute la série de séparateurs d'amalgame Hg5.