

## Le séparateur d'amalgame NXT Hg5

Le séparateur d'amalgame le plus vendu  
et le plus durable de la dentisterie

### Faites confiance au leader


Depuis plus de 25 ans, Solmetex est le chef de file du secteur de la séparation des amalgames avec son séparateur d'amalgame NXT Hg5 primé qui élimine facilement et à moindre coût les déchets d'amalgames des pratiques dentaires.

En tant que « fournisseur de solutions totales », Solmetex s'occupe non seulement du traitement de tous les déchets d'amalgame, mais répond également à toutes les exigences réglementaires. De plus, la série de séparateurs d'amalgames NXT Hg5 ajoute une valeur à la salle d'équipement en prolongeant la durée de vie du système d'aspiration et n'exige pratiquement aucun entretien.

### Solutions

*Le NXT Hg5 offre une solution complète :*

- Offert en 3 tailles pour convenir à votre cabinet (mini 1–4 chaises; standard 1–10 chaises; haut volume 11–20 chaises)
- Compatible avec tous les aspirateurs à eau ou à sec
- Emballage écologique
- Certifié ISO 11143:2008 par NSF International



#### Flexibilité

- Polyvalent, montage mural ou au plancher
- Compatible avec les aspirateurs à eau ou à sec
- Peut être installé à gauche ou à droite

#### Soutien

- Service à la clientèle complet

#### Facilité

- Système transparent, facile à inspecter
- Changement de récipient en deux minutes
- Aucun outil nécessaire

# Informations de commande

Vous pouvez commander le système Solmetex NXT Hg5 de plusieurs façons, soit en appelant Solmetex au 1 877 207-1551, en visitant le site [www.solmetex.com](http://www.solmetex.com) pour passer une commande en ligne ou en contactant votre revendeur local de produits dentaires. Si vous n'avez pas de revendeur, veuillez visiter le site [Solmetex.com](http://www.solmetex.com) et cliquer sur « Dealer Locator » pour trouver un revendeur dentaire près de chez vous.

## Série de séparateurs d'amalgame NXT Hg5



**Mini séparateur d'amalgame  
NXT Hg5**

No. d'article **NXT-HG5-MINI-I**  
 Caractéristiques :  
 • 25 po x 11 po x 8 po  
 (hauteur x largeur x profondeur)  
 • Conduite d'entrée et de sortie  
 de 3/4 po  
 • Coupleurs Fernco®  
 • Support de montage mural  
 ou au plancher  
 • Peut desservir de 1 à 4 chaises  
 • No. de commande du récipient  
**NXT-HG5-002CRI**



**Séparateur d'amalgame  
NXT Hg5**

No. d'article **NXT-HG5-001I**  
 Caractéristiques :  
 • 30 po x 11 po x 8 po  
 (hauteur x largeur x profondeur)  
 • Conduite d'entrée et de sortie  
 de 1 1/2 po  
 • Coupleurs Fernco®  
 • Support de montage mural  
 ou au plancher  
 • Peut desservir de 1 à 10 chaises  
 • No. de commande du récipient  
**NXT-HG5-002CRI**



**Séparateur d'amalgame  
de haut volume NXT Hg5**

No. d'article **NXT-HV-001I**  
 Caractéristiques :  
 • 29 3/4 po x 17 5/8 po x 22 1/2 po  
 (hauteur x largeur x profondeur)  
 • Conduite d'entrée et de sortie  
 de 3 po  
 • Support de montage mural  
 • Peut desservir de 11 à 20  
 chaises  
 • No. de commande du récipient  
**NXT-HG5-002CRI**

## Série de récipients de collecte Hg5



**Récipient de collecte  
NXT Hg5**

No. d'article **NXT-HG5-002I**



**Récipient de collecte  
Hg5 [Legacy]**

No. d'article **HG5-002I**



**Récipient de collecte  
utilitaire RAMVAC**

No. d'article **HG5CAN-002RVC**

Solmetex est le chef de file incontesté en matière de séparation d'amalgame. Le séparateur d'amalgame NXT Hg5 est la norme du secteur et a remporté plus de prix que tous ses concurrents réunis.

