

Separador de amalgama NXT Hg5

El separador de amalgama más vendido y duradero en odontología

Confíe en el líder

Durante más de 25 años, Solmetex ha liderado el sector de la separación de amalgama con el galardonado separador de amalgama NXT Hg5, que elimina de forma fácil y económica los desechos de amalgama en las consultas dentales.

Como «proveedor de una solución integral», Solmetex no solo se encarga de la manipulación de los residuos de amalgama, sino que también satisface todos los requisitos normativos. Además, la serie NXT Hg5 de separadores de amalgama añade valor a la sala de equipos, ya que amplía la duración del sistema de vacío y prácticamente no requiere mantenimiento.

Soluciones

NXT Hg5 proporciona una solución completa:

- Disponible en 3 tamaños para adaptarse a su consulta (mini 1-4 sillas; estándar 1-10 sillas; alto volumen 11-20 sillas)
- Funciona con todas las aspiradoras húmedas y secas
- Embalaje ecológico
- Certificado ISO 1143:2008 por NSF International



Flexibilidad

- Montaje versátil, en la pared o en el suelo
- Compatible con aspiradoras húmedas o secas
- Puede instalarse hacia la izquierda o hacia la derecha

Asistencia

- Departamento de asistencia al cliente con servicio completo

Facilidad

- Sistema transparente, fácil de inspeccionar
- Cambio del contenedor en dos minutos
- Sin herramientas

Información para pedidos

Hay varias formas de pedir el sistema Solmetex NXT Hg5, llame a Solmetex 877 207 1551, visite www.solmetex.com para realizar un pedido en línea o póngase en contacto con su distribuidor local de productos odontológicos. Si no tiene un distribuidor, visite solmetex.com y haga clic en «dealer locator» para encontrar un distribuidor odontológico cerca de usted.

Serie NXT Hg5 de separadores de amalgama



**Separador de amalgama
NXT Hg5 mini**

Artículo **NXT-HG5-MINI-I**
Especificaciones:

- 63,5 cm x 28 cm x 20 cm
- Tubería de entrada y salida de 19 mm
- Acopladores Fernco®
- Soporte para montaje en suelo/pared
- Atiende a 1-4 sillas
- Número de pedido del contenedor **NXT-HG5-002CRI**



**Separador de amalgama
NXT Hg5**

Artículo n.º **NXT-HG5-001I**
Especificaciones:

- 76,2 cm x 28 cm x 20,3 cm
- Tubería de entrada y salida de 38,1 mm
- Acopladores Fernco®
- Soporte para montaje en suelo/pared
- Atiende a 1-10 sillas
- Número de pedido del contenedor **NXT-HG5-002CRI**



**Separador de amalgama
de gran volumen NXT Hg5**

Artículo n.º **NXT-HV-001I**
Especificaciones:

- 75,6 cm x 44,8 cm x 57,15 cm
- Tubería de entrada y salida de 7,62 mm
- Soporte para en pared
- Atiende a 11-20 sillas
- Número de pedido del contenedor **NXT-HG5-002CRI**

Serie Hg5 de contenedores de recogida



**Contenedor de recogida
NXT Hg5**

Artículo n.º **NXT-HG5-002I**



**Contenedor de recogida
Hg5 [antiguo]**

Artículo n.º **HG5-002I**



**Contenedor de recogida
RAMVAC Utility**

Artículo n.º **HG5CAN-002RVC**

Solmetex — El líder destacado en separación de amalgama. El separador de amalgama NXT Hg5 es el estándar del sector, con más premios que toda la competencia junta.

